



Page promo : 18-Slc26

Cellule de congélation rapide 3x GN 1/1 (8-5 Kg.)

GTP-3/1R

Descriptions

mm (L x P x H)	620 x 655 x 670
T°	+70°-18°
T°	+70°+3°
kW	0.82
Voltage	230/1N 50HZ
Poids Brut (kg)	85 kg
Volume (m ³)	0.35 m ³

Détails du produit

- Faible encombrement
 - Capacité: 3 GN 1/1
 - Production par cycle : 8 Kg (+70° C +3° C) et 5 Kg (+70° C -18° C)
 - Sonde à cœur de série
 - Porte (non réversible) avec poignée intégrée (non saillante).
 - Charnières (à gauche) avec rappel automatique (blocage à 90°).
 - Guides pour platines en acier inox, espacement pour platines 70 mm.
 - Isolation 55mm d'épaisseur.
 - 4 vérins réglables.
-
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, avec fonction de maintien en fin de cycle et alarme sonore.
 - Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox AISI 304.
 - Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités).
 - Porte fermeture par joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage).
 - Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.
 - Groupe compresseur classe climatique 4 , condenseur ventilé, accessibilité frontale.

- Réfrigérant R290.
- Évaporateur ventilé, traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent)moteur du ventilateur IP45.
- Dégivrages manuels ou automatique (début de cycle), évaporation automatique du condensat.
- Isolation en polyuréthane sans CFC.
- Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.

Les +

ADVANTAGE : Panneau de commande digital. Régulation des cycles de refroidissement ou congélation (avec fonction "Hard / Soft"), à temps ou à température (sonde à cœur). En liaison froide, la sécurité alimentaire passe par un principe de base: c.à.d. le passage de la température à cœur de +70°C à +3°C en 90 minutes (norme UK) ou +65°C à +10°C en 110 minutes (norme NF) et de +70°C à -18°C en 240 minutes (norme UK) ou +65°C à -18°C en 270 minutes (norme NF), les cellules Diamond vous garantissent le respect de toutes ces obligations.